


ULINE S-18284

BIOLOGICAL SUBSTANCE SHIPPER

1-800-295-5510
uline.com


COMPONENTS

- 1 Corrugated Mailer
- 1 - 95 kPa Specimen Transport Bag
- 1 - 6 Cell Absorbent Sheet
- 2 - 12" Sheets of 1/2" Bubble Wrap




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Figure 1




1. Prepare included 6 cell absorbent sheet by placing one primary receptacle into each cell. (See Figure 1)

Figure 2



2. Insert fully prepared absorbent sheet into 95 kPa specimen transport bag. (See Figure 2)
3. Seal specimen bag by following instructions printed on the front of the bag.


Figure 3



4. Fold one 12" sheet of 1/2" bubble wrap in half and place it inside of the assembled mailer. (See Figure 3)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

Figure 4



5. Place sealed specimen bag on top of bubble wrap.
6. Fold and place second sheet of bubble wrap on top of sealed specimen bag. (See Figure 4)

Figure 5



7. Fold top of mailer down and insert tabs into the side of the mailer to close. (See Figure 5)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE S-18284

CAJA PARA ENVÍO DE SUSTANCIAS BIOLÓGICAS

800-295-5510
uline.mx


COMPONENTES

1 Caja de Cartón
1 Bolsa para Transportar Muestras 95 kPa
1 Lámina Absorbente de 6 Celdas
2 Hojas de 12" de Burbuja Bubble Wrap de 1/2"




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Diagrama 1



1. Prepare la lámina absorbente de 6 celdas colocando un receptáculo primario en cada una de las celdas. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 2



2. Una vez completa, inserte la lámina en la bolsa para transportar muestras 95 kPa. (Vea Diagrama 2)

3. Selle la bolsa para muestras siguiendo las instrucciones de la parte delantera de la misma.


Diagrama 3



4. Doble una hoja de burbuja 12" de bubble wrap de 1/2" por la mitad y colóquela dentro de la caja ensamblada. (Vea Diagrama 3)

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


Diagrama 4



5. Coloque la bolsa para muestras sellada sobre la burbuja bubble wrap.

6. Doble y coloque la segunda hoja de bubble wrap encima de la bolsa para muestras sellada. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 5



7. Doble hacia abajo la parte superior de la caja e inserte las lengüetas en el lateral del sobre para cerrarlo. (Vea Diagrama 5)


ULINE

800-295-5510
uline.mx

EMBALLAGE D'EXPÉDITION POUR SUBSTANCES BIOLOGIQUES


COMPOSANTS

1 boîte d'expédition en carton ondulé
1 sac de transport de 95 kPa pour échantillons
1 feuille absorbante à 6 cellules
2 feuilles de 12 po de Bubble Wrap de 1/2 po




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Figure 1



1. Préparez la feuille absorbante à 6 cellules incluse en plaçant un récipient primaire dans chaque cellule. (Voir Figure 1)


Figure 2



2. Insérez la feuille absorbante entièrement préparée dans le sac de transport de 95 kPa pour échantillons. (Voir Figure 2)

3. Fermez le sac pour échantillons en suivant les instructions imprimées sur le devant du sac.


Figure 3



4. Pliez une feuille de 12 po de bubble wrap de 1/2 po en deux et placez-la à l'intérieur de la boîte d'expédition assemblée. (Voir Figure 3)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUITE


Figure 4



5. Placez le sac scellé pour échantillons sur le dessus de la feuille de bubble wrap.

6. Pliez et placez la deuxième feuille de bubble wrap sur le dessus du sac scellé pour échantillons. (Voir Figure 4)

Figure 5



7. Pliez le dessus de la boîte d'expédition et insérez les languettes dans les côtés de la boîte pour fermer. (Voir Figure 5)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca